

Coloplast®
Professional

Ostomy Skin Tool

Valutazione della cute
peristomale e ottenimento
del punteggio DET

Come calcolare il punteggio del DET

Step 1:

Esaminare la cute peristomale (non la mucosa dello stoma) e valutare la zona in base alle descrizioni di ognuno dei 3 domini: Decolorazione (D), Erosione (E) e Crescita tissutale eccessiva (T).

Punteggio massimo per ogni dominio:

- 3 punti per le dimensioni dell'area in valutazione
- 2 punti per la gravità

Step 2:

Valutare la dimensione dell'area per ogni dominio. L'area è definita come la cute peristomale che è coperta dall'adesivo dispositivo.

Valutare la gravità per ognuno dei domini utilizzando le definizioni e le foto riportate come guida.

- Se non vi è decolorazione allora la cute è sana - il punteggio di quest'area sarà 0 per cui il totale del DET sarà 0
- Se è presente una decolorazione, valutare l'area interessata e la gravità all'interno di questo dominio e negli altri due domini
- Se il punteggio dell'area è 0 sia per il dominio dell'erosione che per la crescita tissutale eccessiva, allora il punteggio relativo alla gravità all'interno di quel dominio sarà automaticamente 0.

Calcolare il punteggio per ognuno dei 3 domini

Step 3:

Calcolare il punteggio totale.

- Calcolare il punteggio totale (massimo 15 punti) sommando quello di ogni dominio

Si prega di analizzare ogni dominio ogni volta che si fa una valutazione. Il punteggio totale DET fornisce informazioni sulla gravità complessiva, mentre i punteggi per ogni dominio aiutano a definire il problema della cute.

NOTE:

In una situazione in cui un'area cutanea vasta presenta bassa severità ma include un'area più piccola ma con una severità più elevata, l'area anche se piccola deve essere valutata.



Decolorazione

- Non è presente un'area di decolorazione, pertanto il punteggio è 0
- Non essendoci decolorazione anche il punteggio relativo alla severità deve essere 0. Non essendo stata osservata decolorazione, il punteggio sarà pari a 0 anche negli altri domini:

Erosione

- Non vi è evidenza di erosione, per questo il punteggio è 0
- Non essendoci erosione anche la severità deve essere pari a 0

Crescita tissutale eccessiva

- Non vi è una crescita tissutale eccessiva, pertanto il punteggio è pari a 0

Punteggio totale del DET = 0



Decolorazione

- Se dallo 0 al 25% l'area presenta decolorazione, il punteggio è 1
- In caso di decolorazione della cute con complicanze, il punteggio è 2

Erosione

- Se dallo 0 al 25% la cute è stata colpita, il punteggio è 1
- Presenza di danni allo stato inferiore della cute, pertanto il punteggio è 2

Crescita tissutale eccessiva

- Non vi è una crescita tissutale eccessiva, pertanto il punteggio è 0

Punteggio totale del DET = 6



Decolorazione

- Se fino al 50% l'area presenta decolorazione, il punteggio è 2
- In caso di decolorazione della cute con complicanze, il punteggio è 2

Erosione

- Se fino al 50% l'area è stata colpita, il punteggio è 2
- Presenza di danni allo stato superiore della cute, pertanto il punteggio è 1

Crescita tissutale eccessiva

- Se dallo 0 al 25% dell'area è stata colpita, il punteggio è 1
- Se il tessuto risulta essere cresciuto oltre il livello cutaneo, il punteggio è 1

Punteggio totale del DET = 9

Nome

Ente

HCP

D Decolorazione

Area

0

No decolorazione -
Cute peristomale sana



1

Meno del 25% della
cute coperta
dall'adesivo è stata
colpita



2

Sino al 50% della
cute coperta
dall'adesivo è stata
colpita



3

Oltre il 50% della cute
coperta dall'adesivo è
stata colpita

Gravità

0

No decolorazione -
Cute peristomale sana



1

Decolorazione della
cute peristomale



2

Decolorazione
della cute
peristomale con
complicanze

Area =

+

Gravità =

Punteggio =

E Erosione

Area

0

No erosione -
Cute peristomale sana



1

Meno del 25% della
cute coperta
dall'adesivo è stata
colpita



2

Sino al 50% della
cute coperta
dall'adesivo è stata
colpita



3

Oltre il 50% della
cute coperta
dall'adesivo è stata
colpita

Gravità

0

No erosione -
Cute peristomale sana



1

Danno allo strato
superiore della cute



2

Danno allo strato
inferiore della cute

Area =

+

Gravità =

Punteggio =

T Crescita tissutale eccessiva

Area

0

No decolorazione -
Cute peristomale sana



1

Meno del 25% della
cute coperta
dall'adesivo è stata
colpita



2

Sino al 50% della
cute coperta
dall'adesivo è stata
colpita



3

Oltre il 50% della cute
coperta dall'adesivo è
stata colpita

Gravità

0

No decolorazione -
Cute peristomale sana



1

Crescita del
tessuto oltre il
livello cutaneo



2

Crescita del tessuto
oltre il livello cutaneo
con complicazioni

Area =

+

Gravità =

Punteggio =

"D" punteggio + "E" punteggio + "T" punteggio = DET Totale



The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S, © 2016-08
All rights reserved Coloplast Ltd, Peterborough, PE2 6FX



Coloplast Limited
First Floor, Nene Hall
Peterborough Business Park
Peterborough, PE2 6FX

www.coloplast.co.uk
CL838N